



## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 28.11.2013.

БРОЈ: 906

### СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ЛАБОРАТОРИЈА КЛИНИКЕ ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ

#### Број јавне набавке 201К/2013

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке, сајту Клиничког центра Србије и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

#### ПИТАЊА:

1. „Партија бр. 112: Која је величина паковања Agaroze (100g/125g/250g/500g)?“
2. „Партије бр. 115 до 117 и партије бр.127 до 132:
  - које су секвенце прајмера?
  - које је пречишћење (desalted / OPC / HPLC)?
  - која је њихова концентрација синтезе?
  - да ли су обележени и којом бојом?“
3. „Партије бр. 119 до 123:
  - које су секвенце прајмера?
  - да ли су прајмери desalted / OPC / HPLC пречишћени? “
4. „Партија бр. 124:
  - да ли се мисли на one-step qRT-PCR BCR/ABL кит или на класичан кит за реверзну транскрипцију?
  - колика је величина паковања (20 rxns / 50 rxns / 100 rxns)? “
5. „Партија бр. 126: Колика је величина паковања за master mix за PCR реакцију?“

#### ОДГОВОРИ:

1. Партија бр. 112: Величина паковања Agaroze је 100g.
2. Партије бр. 115-117, 119-123 и 127-132:
  - Прајмери су desalted, 10 nmol (или 25 nmol) и нису обележени бојом.
  - Секвенце прајмера:
    - Партија бр.115 (jak2-Fcon): 5' - ATC TAT AGT CAT GCT GAA AGT AGG AGA AAG - 3'
    - Партија бр.116 (jak2-Rev): 5' - CTG AAT AGT CCT ACA GTG TTT TCA GTT TCA - 3'
    - Партија бр.117 (jak2-Fspec): 5' – AGC ATT TGG TTT TAA ATT ATG GAG TAT ATT - 3'
    - Партија бр.119 (bcr-2(+)): 5' – TTC AGA AGC TTC TCC CTG - 3'
    - Партија бр.120 (abl-2(-)): 5' – CTC CAC TGG CCA CAA AAT - 3'
    - Партија бр.121 (abl-2(+)): 5' – TGG AGA TAA CAC TCT AAG CAT AAC TAA AGGT - 3'
    - Партија бр.122 (abl-3(-)): 5' – GAT GTA GTT GCT TGG GAC CCA - 3'
    - Партија бр.123 (bcr-1(+)): 5' – CAA CAG TCC TTC GAC AGC - 3'
    - Партија бр.127 (PML-A1): 5' – CAG TGT ACG CCT TCT CCA TCA - 3'

Партија бр.128 (PML-A2): 5' – CTG CTG GAG GCT GTG GAC - 3'  
Партија бр.129 (PML-B): 5' – GCT TGT AGA TGC GGG GTA GA - 3'  
Партија бр.130 (PML-C1): 5' – TCA AGA TGG AGT CTG AGG AGG - 3'  
Партија бр.131 (PML-C2): 5' – AGC GCG ACT ACG AGG AGA T - 3'  
Партија бр.132 (PML-D): 5' – CTG CTG CTC TGG GTC TCA AT - 3'

3. Партија бр. 124: Односи се на класичан кит за реверзну транскрипцију за 100 реакција.
4. Партија бр. 126: Величина паковања master mixа за PCR реакцију је за 100 реакција.

С' поштовањем,

**СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ**

---

***Душан Давидовић дипл.правник***